



Betrouwbaar  
Stabiel  
Flexibel Frame



De Carl-Oskar is ontworpen voor gebruikers die moeite hebben met het manoeuvreren met een gewone rollator of extra ondersteuning nodig hebben. De onderarmsteunen zijn in hoogte en hoek verstelbaar, zodat de gebruiker de optimale positionering voor comfort en stabiliteit vindt.

#### **Uitstekende stabiliteit**

De Carl-Oskar RA is de ideale rollator voor gebruikers die herstellen van een beroerte. Hij beschikt over aparte onderarmsteunen en grote kogelgelagerde wielen die ervoor zorgen dat lopen gemakkelijk is, zelfs op oneffen of ruwe oppervlakken. Het reactieve frame is duurzaam, zelfs voor de actievere gebruikers. De Carl-Oskar RA is optioneel verkrijgbaar met een zitting.

#### **Unieke handgrepen**

De Carl-Oskar RA beschikt over unieke, naar voren gerichte, in hoek verstelbare handgrepen waarmee gebruikers de optimale handgripepositie kunnen vinden voor comfort en stabiliteit. Verstelling is eenvoudig

met geïntegreerde metingen direct in de handgreepbuis. Het ergonomische ontwerp van de handgrepen zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het gewicht. De Carl-Oskar RA kan ook worden uitgerust met een rem met één hand, zodat een gebruiker de handfuncties aan de linker- of rechterkant kan bedienen.

#### **Verstelbare onderarmsteunen**

De Carl-Oskar RA beschikt over zeer unieke onderarmsteunen die zowel in hoogte als richting verstelbaar zijn. Dit zorgt ervoor dat de onderarmsteunen op de best mogelijke manier kunnen worden gepositioneerd voor gebruikerscomfort en stabiliteit.

#### **HUMAN CARE SWEDEN (HQ)**

Årstaängsvägen 21B  
117 43 Stockholm  
Phone:- +46 8 665 35 00  
Fax:- +46 8 665 35 10  
info.se@humancaregroup.com

#### **HUMAN CARE CANADA**

10-155 Colonnade Road  
Ottawa, ON K2E 7K1  
Phone: +613.723.6734  
Fax: +613.723.1058  
info.ca@humancaregroup.com

#### **HUMAN CARE NEDERLAND**

Elspeterweg 124  
8076 PA Vierhouten  
Phone: +31 577 412 171  
Fax: +31 577 412 170  
info.nl@humancaregroup.com

#### **HUMAN CARE UNITED STATES**

8006 Cameron Road, Suite K  
Austin, TX 78754  
Phone: +512.476.7199  
Fax: +512.476.7190  
info.us@humancaregroup.com

## Accessoires/Kenmerken



### Dienblad

Handig om lichte voorwerpen op te zetten. Maximale belasting 2 kg. Art. nr.: 10601



### Spatscherm

Beschermt benen en kleding. Art. nr. 10608




### Vertragsrem

Vorkomt dat de rollator te snel beweegt en maakt een gecontroleerde loopsnelheid voor de gebruiker mogelijk. Art. nr.: 10624




### Eenhandige rem

Hiermee kan de gebruiker met één hand functies bedienen ([links of rechts gemonteerd]). Speciale bestelling item.




### Wandelstokhouder

Eenvoudig vervoeren van een wandelstok of paraplu. Art. nr. 10603



### Stoephulp

Helpt de rollator op een stoeprand te zetten. Art. nr.: 10612



### Zuurstoffleshouder

Houdt de zuurstoffles stevig op zijn plaats. Art. nr. 10615



### Mand

Ideaal om te winkelen. Art. nr.: 10601

## Technische specificaties

	Carl-Oskar RA Low 67	Carl-Oskar RA Low 72	Carl-Oskar RA Nor 67	Carl-Oskar RA Nor 72
Art. nr.:	12315	12415	12325	12425
Art. nr.: met zitplaats	12315-1	12415-1	12325-1	12425-1
Handvathoogte (Min - Max)	95cm - 113cm	95cm - 113cm	107cm - 126cm	107cm - 126cm
Zithoogte	64cm	64cm	64cm	64cm
Totale breedte	67cm	72cm	67cm	72cm
Breedte tussen handgrepen	47cm	52cm	47cm	52cm
Afstand tussen de achterwielen	52.1cm	52.1cm	52.1cm	52.1cm
Wielmaat	30cm x 5cm	30cm x 5cm	30cm x 5cm	30cm x 5cm
Productgewicht	13kg	13.1kg	13.2kg	13.3kg
Maximaal gebruikersgewicht	125kg	125kg	125kg	125kg