



Degelijk  
Betrouwbaar  
Compact  
Veelzijdig



De Rebel is een compacte rollator, die ideaal is voor binnen en buiten. Het reactieve frame is stabiel, maar u kunt het toch makkelijk manoeuvreren. De Rebel heeft ergonomische handgrepen die verstelbaar zijn, zodat de eindgebruiker een optimale positie voor zijn/haar handen kan vinden. De rollator heeft een makkelijk verticaal opklapsysteem, zodat bukken niet nodig is en het eenvoudig is te transporteren.



Rebel - verstevigd met mand en rugriem

#### Perfect voor binnen of buiten

Of u nu thuis of onderweg bent, de Rebel is de perfecte keuze. Het reactieve frame in combinatie met stabiele wielen zorgen ervoor dat de rollator soepel voortbeweegt over vrijwel elk oppervlak. De Rebel is verkrijgbaar in een groot aantal breedtes, zodat deze veelzijdige rollator vrijwel overal gebruikt kan worden. Het versterkte model voor de wat zwaardere eindgebruiker is geschikt voor een belasting van 250 kg.

compacte formaat en het opklapsysteem maken het een ideale optie voor transport en reizen. De Rebel, die hier wordt getoond met mand en rugriem<sup>1</sup>, beschikt over een volledig assortiment accessoires om aan de uiteenlopende behoeften van elke individuele eindgebruiker te voldoen.



Rebel - verstevigd met rugriem

#### Eenvoudig opklapsysteem

De Rebel kan makkelijk worden opgeklapt met een handige handgreep die in de zitting is geïntegreerd. Ook in opgeklapte positie blijft de rollator zelfstandig staan. Het

#### Ergonomische handgrepen

Voor de beste ergonomie hebben de handgrepen zo veel grip en comfort dat het gewicht gelijkmatig wordt verdeeld. Daarnaast zijn de hoek en de hoogte van de handgrepen van de Rebel verstelbaar, zodat voor elke eindgebruiker een optimale handpositie gevonden kan worden.

#### HUMAN CARE SWEDEN (HQ)

Årstaängsvägen 21B  
117 43 Stockholm  
Telefoon: +46 8 665 35 00  
info.se@humancaregroup.com

#### HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road  
Ottawa, ON K2E 7K1  
Telefoon: +613.723.6734  
info.ca@humancaregroup.com

#### HUMAN CARE NEDERLAND

Elspeterweg 124  
8076 PA Vierhouten  
Telefoon: +31 577 412 171  
info.nl@humancaregroup.com

#### HUMAN CARE UNITED STATES

8006 Cameron Road, Suite K  
Austin, TX 78754  
Telefoon: +512.476.7199  
info.us@humancaregroup.com

## Accessoires




### Dienblad

Handig om lichte spullen op te zetten. Maximale belasting 2 kg. Artikelnr. 10651



### Infuuspaalhouder

Deze infuusstandaard kan eenvoudig aan de Rebel bevestigd worden. De infuuspaal heeft twee haken aan de bovenzijde voor het eenvoudig plaatsen van infuuszakjes. Artikelnr. 92907



### Rugsteun en mand

Rugsteun Artikelnr. 10621, 10655 (voor 72 cm) Mand Artikelnr. 10601



### Vertragingrem

Voorkomt dat de rollator te snel beweegt en maakt een gecontroleerde loopsnelheid voor de eindgebruiker mogelijk. Artikelnr. 10620




### Duwhandel

Met deze duwhandel kan de gebruiker de handen voor het lichaam houden in plaats van aan de zijanten. Bij dit product wordt tevens een éénhandsrem geleverd die op de duwstang gemonteerd wordt. Artikelnr. 70844



### Tassenset

Eén kleine (5 kg capaciteit) en één grote tas (10 kg capaciteit). Artikelnr. 91095 (voor 62 cm), 91096



### Wandelstokhouder

Handig om een wandelstok of paraplu mee te nemen. Artikelnr. 10603




### Eenhandige rem

Hiermee kan de eindgebruiker de handbediende functies met één hand bedienen (links of rechts). Moet speciaal worden besteld. Artikelnr. 10652



### Verlichting

Verlicht uw weg tijdens het lopen. Artikelnr. 91091




### Zuurstoffeshouder

Houdt de zuurstoffles stevig op zijn plaats. Artikelnr. 10615



### Zitkussen

State-of-the-art technologie houdt het kussen koel in de zomer en warm in de winter. Artikelnr. 91093



### Spatscherm

Beschermt benen en kleding. Artikelnr. 10608

## Technische specificaties

| Omschrijving       | Artikelnummer | Min. Hoogte hendel | Max. Hoogte hendel | Zithoogte | Totale breedte | Breedte tussen handgrepen | Wielen    | Gewicht product | Maximum gewicht eindgebruiker |
|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------|----------------|---------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|
| Rebel 57           | 22140         | 75 cm              | 93 cm              | 62 cm     | 57 cm          | 37 cm                     | 20 x 4 cm | 9.5 kg          | 140 kg                        |
| Rebel 62           | 22240         | 75 cm              | 93 cm              | 62 cm     | 62 cm          | 42 cm                     | 20 x 4 cm | 9.6 kg          | 140 kg                        |
| Rebel 67           | 22340         | 75 cm              | 93 cm              | 62 cm     | 67 cm          | 47 cm                     | 20 x 4 cm | 9.7 kg          | 140 kg                        |
| Rebel 72           | 22440         | 75 cm              | 93 cm              | 62 cm     | 72 cm          | 52 cm                     | 20 x 4 cm | 9.9 kg          | 140 kg                        |
| Rebel laag 57      | 22141         | 68 cm              | 86 cm              | 54 cm     | 57 cm          | 37 cm                     | 20 x 4 cm | 9.2 kg          | 140 kg                        |
| Rebel laag 62      | 22241         | 68 cm              | 86 cm              | 54 cm     | 62 cm          | 42 cm                     | 20 x 4 cm | 9.4 kg          | 140 kg                        |
| Rebel laag 67      | 22341         | 68 cm              | 86 cm              | 54 cm     | 67 cm          | 47 cm                     | 20 x 4 cm | 9.5 kg          | 140 kg                        |
| Rebel laag 72      | 22441         | 68 cm              | 86 cm              | 54 cm     | 72 cm          | 52 cm                     | 20 x 4 cm | 9.7 kg          | 140 kg                        |
| Rebel versterkt 62 | 71221         | 75 cm              | 93 cm              | 62 cm     | 62 cm          | 42 cm                     | 20 x 4 cm | 11.5 kg         | 250 kg                        |
| Rebel versterkt 67 | 71321         | 75 cm              | 93 cm              | 62 cm     | 67 cm          | 47 cm                     | 20 x 4 cm | 11.6 kg         | 250 kg                        |
| Rebel versterkt 72 | 71421         | 75 cm              | 93 cm              | 62 cm     | 72 cm          | 52 cm                     | 20 x 4 cm | 11.8 kg         | 250 kg                        |
| Rebel hoog 57 cm   | 22144         | 80 cm              | 98 cm              | 62 cm     | 57 cm          | 37 cm                     | 20 x 4 cm | 9.5 kg          | 140 kg                        |
| Rebel hoog 62 cm   | 22244         | 80 cm              | 98 cm              | 62 cm     | 62 cm          | 42 cm                     | 20 x 4 cm | 9.6 kg          | 140 kg                        |
| Rebel hoog 67 cm   | 22344         | 82 cm              | 100 cm             | 62 cm     | 67 cm          | 47 cm                     | 20 x 4 cm | 9.7 kg          | 140 kg                        |
| Rebel hoog 72 cm   | 22444         | 82 cm              | 100 cm             | 62 cm     | 72 cm          | 52 cm                     | 20 x 4 cm | 9.9 kg          | 140 kg                        |