



Het nieuwe vrijstaande FlexiRail-portaal van Human Care is een perfect alternatief voor plafondb rails. FlexiRail is geschikt voor al onze liften en kan in zowel horizontaal als verticaal versteld worden. Met de optionele wielen kan het systeem eenvoudig worden verplaatst naar een andere kamer.



Verplaatsbare oplossing

Soms wil een gebouwbeheerder of huiseigenaar niet dat er een permanent railsysteem aan het plafond wordt geïnstalleerd. Bijvoorbeeld wanneer er een tijdelijke behoefte is aan een tiloplossing. In een dergelijk geval is ons onafhankelijke railsysteem FlexiRail de perfecte keuze. Verplaatsbaar, eenvoudig te gebruiken en te monteren en vrij van muren of plafonds. De FlexiRail is compatibel met onze plafondbliften Altair, HeliQ en Cosmos waardoor FlexiRail gebruikt worden voor veel patiënten en in veel verschillende tilsituaties.

aan uw behoeften. Het portaal kan ook in hoogte worden versteld, tussen 180-270 cm / 70,9-106,3". De afstelling van hoogte en lengte gaat eenvoudig en zonder gereedschap. In combinatie met onze railrollers, plafondbliften, jukken en tilbanden kan de gewenste, klantspecifieke tiloplossing worden gecreëerd. FlexiRail past esthetisch in de meeste omgevingen dankzij de witte, gepoedercoate afwerking.



Kwaliteit

Voor ons zijn zijn veiligheid, kwaliteit en bruikbaarheid van het grootste belang. We streven er voortdurend naar om de hoogste kwaliteit in al onze producten te garanderen en te verbeteren. In elk detail, in elk aspect doen onze producten wat ze beloven.

Flexibiliteit op zijn best

FlexiRail is verkrijgbaar in verschillende lengtes en omdat het verstelbaar is met een bereik tussen 265-475 cm / 104,3-187", kan FlexiRail volledig worden aangepast



Accessoires



Wielen

Optionele wielenset voor meer mobiliteit. De hoogte van het wiel inclusief montageplaat is 10 cm. Art. nr.: 50872 (4 stuks)

Human Care biedt een breed scala aan railrollers, plafondliften, jukken en tilbanden, evenals andere liftaccessoires voor een oplossing op maat.

Tilsituaties



Gebruik naar/van een bed

Kan over het bed geplaatst worden voor verplaatsingen en het opnieuw positioneren met een plafondlift/tilband.



Gebruik naar/van een stoel

Kan over een stoel worden geplaatst voor verplaatsingen met een plafondlift/tilband.



Gebruik naar/van de vloer

Kan boven een cliënt in rugligging worden geplaatst voor het verplaatsen/tilten met een plafondlift/tilband.

Technische specificaties

Productnaam/ Artikelnummer	Hoogte cm / "	Lengte cm / "	Breedte, voet cm / "	VWB (SWL) kg / lb
FlexiRail (250 cm) / 98,4" 90900-250	180 - 270 cm 70,9 - 106,3"	265 - 325 cm 104,3 - 127,9"	120 cm 47,2"	300kg / 660lb
FlexiRail (300 cm) / 118,1" 90900-300	180 - 270 cm 70,9 - 106,3"	315-375 cm 124 - 147,6"	120 cm 47,2"	300kg / 660lb
FlexiRail (350 cm) / 137,8" 90900-350	180 - 270 cm 70,9 - 106,3"	365-425 cm 143,7 - 167,3"	120 cm 47,2"	300kg / 660lb
FlexiRail (400 cm) / 157,5" 90900-400	180 - 270 cm 70,9 - 106,3"	415-475 cm 163 - 187"	120 cm 47,2"	300kg / 660lb

98054_Rev1_NL_productblad_FlexiRail_Aug24

