

Cosmos

Innovatie met eenvoud in focus.



reddot winner 2024



Dubbele functionaliteit

- kan worden gebruikt als stationaire en als verplaatsbare plafondlift



HUMAN CARE
Your Life. Your Way.



reddot winner 2024

“Cosmos-plafondlift heeft een goed doordacht ontwerp dat de dagelijkse taken van zorgverleners vereenvoudigt.”

- Motivatie van de Reddot Design-jury

- Eenvoudig te installeren.
- Lithiumbatterij.
- Het modulaire ontwerp aan de binnenkant zorgt dat onderdelen snel en eenvoudig vervangen kunnen worden.
- Compatibel met verschillende bestaande railsystemen.
- Ontwikkeld volgens de nieuwste ISO-norm - ISO 10535:2021.
- Geoptimaliseerd voor opslag en transport.



Klein en licht met een geïntegreerde handgreep, waardoor deze gemakkelijk te dragen is.

Cosmos is ontwikkeld voor gebruik in vochtige en natte omgevingen. De centrale eenheid heeft een zeer hoge weerstand tegen vocht (IP25) en de handbediening is volledig waterbestendig (IP27).



Een uniek Quick connect systeem waarmee de lift gemakkelijk aan de loopwagen te bevestigen en ook weer los te maken is. Bovendien kunnen de jukken in een handomdraai verwisselend worden.

Bekijk de video hier:



Innovatie met eenvoud in focus.

Onze nieuwste plafondlift, Cosmos, is ontworpen en ontwikkeld met focus op hoge kwaliteit, totale eigendomskosten en gebruiksgemak. In het ontwikkelingsproces hebben we meerdere belanghebbenden betrokken, zoals verzorgers, eindgebruikers, servicemonteurs en management om ervoor te zorgen dat de lift aan hun respectievelijke behoeften tegemoet zou komen. Deze nieuwe lift is licht en compact met dubbele functionaliteit, Cosmos kan gebruikt worden als een verplaatsbare als een stationaire lift —eenvoud op zijn best.

De Cosmos lift heeft een modern Scandinavisch ontwerp dat geschikt is voor een breed scala aan zorginstellingen en past visueel met het plafond.

Als u de lift in een andere kamer wilt gebruiken, gaat het dragen heel gemakkelijk door het geïntegreerde handvaten het lage gewicht van 6 kg. Het wisselen tussen stationaire lift en een verplaatsbare lift gaat snel en eenvoudig - draai hem gewoon om! Het gemak van het verplaatsen van de lift en de dubbele functionaliteit maakt het mogelijk om het aantal plafondliften dat nodig is in een faciliteit te verminderen en daardoor geld te besparen.

Cosmos kan worden gebruikt in natte omgevingen zoals douchen en baden. De centrale eenheid heeft een zeer hoge weerstand tegen vochtigheid (IP25). De handbediening is volledig waterbestendig (IP27) - wat betekent dat u de bediening in een bad vol water kunt laten vallen zonder de functionaliteit te beïnvloeden. Bovendien heeft de handbediening een intuïtief ontwerp, met slechts een paar knoppen en duidelijke indicatoren voor batterijniveau, onderhoud en waarschuwingen.

In de lift zit een krachtige en duurzame lithiumbatterij die gemakkelijk kan worden opgeladen via de handbediening,

hetzij door de kabel of de oplaadhouder.

Human Care biedt een breed scala aan loopwagens die kunnen worden gecombineerd met de Cosmos-lift, waardoor deze geschikt is voor rails van andere fabrikanten. Dit betekent dat u uw huidige rails kunt behouden bij het upgraden naar een nieuwe vloot Cosmos-liften. We hebben ook een uitgebreid assortiment jukken, zodat u ze kunt combineren met de meest geschikte tilband voor de cliënt.

Alle aspecten van Cosmos zijn ontwikkeld met veiligheid en kwaliteit in het achterhoofd voor de eindgebruiker, zorgverleners en service monteurs. De lift voldoet aan de nieuwste veiligheidsnormen en is eenvoudig te gebruiken. Service monteurs zullen het onderhoudsgemak waarderen omdat alle interne componenten gemakkelijk toegankelijk zijn. Het modulaire ontwerp maakt het vervangen van onderdelen snel en eenvoudig. Het is eenvoudig om de liftstatus te controleren via de data- en servicetoepassing.

Door een intuïtief product met dubbele functionaliteit aan te bieden dat draagbaar en eenvoudig te onderhouden is, hebben we de totale eigendomskosten (TCO) tot een minimum teruggebracht.



Lift: Cosmos 150, SWL; 150kg
Cosmos 220, SWL; 220kg
Cosmos 272, SWL; 272kg

art. nr: 56100-**{Landcode*}**
art. nr: 56110-**{Landcode*}**
art. nr: 56120-**{Landcode*}**

Specificaties, alle modellen

Afmetingen (H x L x B)	28,3 cm x 15,4 cm x 24,4 cm
Gewicht	6 kg
Lengte liftband	215 cm
Batterij	25,2 V, DC 4,8 Ah (1x) lithium-ion
Batterijlader	GlobTek GTM96605-G2**** (100-240V , 50-60Hz, 1,5A)

Accessoires (apart te bestellen)



Tweepunts

Driepunts

Vierpunts

Loopwagen

Loopwagen Adapter

Aansluithaak

Aansluitlus

Jukken

Tweepunts	L: 35cm L: 45cm L: 55cm	art. nr: 56160 art. nr: 56170 art. nr: 56180
Driepunts	L/W: 48 cm	art. nr: 56190
Vierpunts	L:55 cm * W:37 cm	art. nr: 56195

Loopwagens

Loopwagen	art. nr: 56200
Loopwagen Adapter**	art. nr: 56201
Aansluithaak voor ander merk loopwagens	art. nr: 56203
Aansluitlus voor ander merk loopwagens	art. nr: 56204

Tussenstukken

Biedt de mogelijkheid om de lift op lagere hoogtes te kunnen gebruiken. Verkrijgbaar in 9 verschillende lengtes. Andere lengtes zijn op aanvraag beschikbaar.	L: 20 cm	art. nr: 94042-200
	L: 30 cm	art. nr: 94042-300
	L: 40 cm	art. nr: 94042-400
	L: 50 cm	art. nr: 94042-500
	L: 60 cm	art. nr: 94042-600
	L: 70 cm	art. nr: 94042-700
	L: 80 cm	art. nr: 94042-800
	L: 90 cm	art. nr: 94042-900
	L: 100 cm	art. nr: 94042-1000



*Landcodes: AU-Australië, GB-Verenigd Koninkrijk, EU-Europa, JP-Japan, NA-Noord-Amerika,
** Te gebruiken met railrollers van Human Care, ontwikkeld voor andere railsystemen.