



**HUMAN CARE**  
Your Life. Your Way.

# Producten voor kinderen

van Human Care Group



# Til-oplossingen voor kinderen

## Verrijdbare tilliften

### Tonya II

De Tonya II is het ideale hulpmiddel bij transfers voor kinderen of zorgvragers met een klein postuur. Bij deze tillift is werkelijk aan alles gedacht: de perfecte steun én het beste comfort. Dit is mede mogelijk door het vierpunts elektrisch kinderkanteljuk. Dit juk heeft een speciale maatvoering die zeer geschikt is voor kinderen en kleine personen. Het kanteljuk draait 360 graden en kan iedere 90 graden vastgezet worden. Dit zorgt voor extra stabiliteit wat als prettig wordt ervaren door zowel het kind als de verzorgende.



- *Speciaal voor kinderen*
- *Inclusief elektrisch kinderkanteljuk*
- *Maximaal tilvermogen 120 kg*
- *Perfecte steun*
- *Beste comfort*
- *Compacte maatvoering*
- *Geschikt voor thuis- en professioneel gebruik*
- *Elektrische pootspreiding*

<b>Artikelnummer</b>	<b>Omschrijving</b>
90553	Tonya II

### seBastian I

De seBastian I is een elektrisch bedienbare sta-op-lift met een compacte vormgeving, zodat personen tot 150 kg veilig ondersteund worden bij het opstaan vanuit zittende positie. Deze compacte, lichte en wendbare tillift is uitstekend in kleinere ruimtes te manoeuvreren, dankzij de grote wielen en is daardoor uitermate geschikt in de thuissituatie. Deze sta-op-lift biedt de cliënt ondersteuning tijdens de uitvoering van dagelijkse activiteiten, zoals opstaan, positioneren in een stoel, toiletbezoek, aan-/uitkleden, maar ook bij revalidatieoefeningen. De zachte onderbeensteun zijn verstelbaar in hoogte en diepte en bovendien extra prettig door het doorlopende steunvlak. Het tilbereik voldoet voor het merendeel van de cliënten, ook voor de personen met een kleiner postuur. Onze Back Belt E-Clip biedt precies de ondersteuning die nodig kan zijn voor juist gebruik van een sta-op-lift.



- *Ergonomisch*
- *Gebruikersgewicht tot 150 kg*
- *Compact*

<b>Artikelnummer</b>	<b>Omschrijving</b>
100300	seBastian I
25130C-S	Back Belt E-clip (small)

# Tilbanden E-clip

## Full Body Sling E-clip



Onze Full Body Sling E-clip is een comfortabele tilband, die uitermate geschikt is voor personen die tijdens het tillen volledige ondersteuning van het lichaam prettig vinden. De Full Body Sling In-Situ E-clip heeft verwijderbare baleinen voor het geval de tilband achter de cliënt blijft. Door de baleinen te verwijderen is de hoofdsteen flexibel en weg te vouwen na de transfer.

- *Comfortabele pasvorm*
- *Optimale ondersteuning*
- *Veilige E-clips*

<b>Artikelnummer</b>	<b>Maat</b>
25006C-JS (In-Situ Net)	Junior Small
25006C-JM (In-Situ Net)	Junior Medium
25011C-JS (In-Situ Soft)	Junior Small
25011C-JM (In-Situ Soft)	Junior Medium

## Columbus Sling E-clip



Onze Columbus Sling E-clip is een ovaalvormige tilband, die uitermate geschikt is voor personen waarbij het noodzakelijk is volledige ondersteuning te bieden, zelfs onder het zitvlak. Voor specifieke situaties is deze tilband het 'ei' van Columbus.

- *Ovaalvormig*
- *Maximale ondersteuning*

<b>Artikelnummer</b>	<b>Maat</b>
25040C-JS (Soft)	Junior Small
25040C-JM (Soft)	Junior Medium

## Toileting Sling E-clip



Het vlot en eenvoudig kleden van het onderlichaam is vaak een uitdaging, veelal gepaard met tijdsdruk als het gaat om een toiletbezoek. Onze Toileting Sling E-clip biedt een praktische oplossing aan vele cliënten en hun verzorgers. Afbeeldingen van onze modellen met een hoge rug vindt u online.

- *Gepolsterde rug*
- *Zachte okselondersteuning*
- *Grote opening*
- *Deze tilband is tevens verkrijgbaar met een hoofdsteen*

<b>Artikelnummer</b>	<b>Maat</b>
25085C-JM (laag, Net)	Junior Medium
25090C-JM (hoog, Net)	Junior Medium
25091C-JM (hoog, Soft)	Junior Medium

# Tilbanden met lussen

## Activity Sling

De Activity Sling maakt het voor kinderen mogelijk om op te staan en te bewegen, balanceren en lopen, per individu afhankelijk. De tilband biedt steun en veiligheid die kinderen de mogelijkheid geeft om vrij te bewegen. De tilband is gemaakt van polyester net stof, voorzien van een hoofdsteen en heeft elastische bandjes aan de zijkant voor maximale flexibiliteit. De tilband wordt aangebracht terwijl het kind ligt.



- *Ontworpen voor kinderen*
- *Ondersteuning tijdens het lopen, staan en balanceren*
- *Te gebruiken met één van onze plafondliften of kolomlift*

### Artikelnummer

### Maat

25100-JS

Junior Small

25100-JM

Junior Medium

25100-JL


Junior Large

25100-S

Teen Small

## Basic Sling

De Basic Sling is een comfortabele tilband die zich vormt naar het lichaam van de patiënt en een goede ondersteuning biedt van de hele rug. Deze tilband kan voor de meeste tilsituaties gebruikt worden, past de meeste patiënten en is een goede keuze voor basis, all-round gebruik. De Basic Sling is er in polyester, polyester net en Soft Air Mesh.



- *Hoog model op schouderhoogte*
- *Vormt zich naar het lichaam en biedt zo goede steun*
- *Geschikt voor rechtop zitten*
- *Verkrijgbaar in drie verschillende stoffen*

### Artikelnummer

### Maat

### Materiaal

25045-JS

Junior Small

Net

25045-JM

Junior Medium

Net

25054-JS

Junior Small

Soft Air Mesh

25054-JM

Junior Medium

Soft Air Mesh

25070-JS

Junior Small

Polyester

25070-JM

Junior Medium

Polyester

*... veel van onze tilbanden zijn verkrijgbaar in de kindermaten junior small en junior medium, zie onze website voor meer informatie op [www.humancaregroup.com](http://www.humancaregroup.com)*

# Hygiëne

voor kinderen



## Orka Douchewagon Junior

De Orka Junior is een elektrische hoog-laag verstelbare douchewagen met centraal remsysteem. Het is ook een robuust en comfortabel hulpmiddel voor het douchen van liggende cliënten. De douchewagen is uitgerust met een hygiënisch en zacht matras, met een hoofdkussen van uitstekende en waterdichte kwaliteit. Voor het afvoeren van het douchewater wordt er gebruik gemaakt van een waterdrainagesysteem.



- *Hygiënisch*
- *Professioneel*
- *Veilig*

<b>Artikelnummer</b>	<b>Omschrijving</b>
ORKA HK	Hydraulic
ORKA EK	Electronic


## Dolfijn Junior

Het wassen, douchen en verschonen van fysiek beperkte kinderen/kleine mensen is een intensieve en tijdrovende activiteit. Daarnaast is de fysieke belasting voor de verzorgende hoog, vanwege het langdurig werken in een voorovergebogen houding. Het wassen en douchen met de elektrisch in hoogte verstelbare Dolfijn Junior vermindert deze fysieke belasting aanzienlijk. Daarnaast kan de Dolfijn Junior de arbeidsproductiviteit verhogen, doordat er minder handelingen verricht hoeven te worden.



- *Hoog/laag en kantelfunctie*
- *Uiterst manoeuvreerbaar*
- *Hoog/laag en kantelfunctie*

<b>Artikelnummer</b>	400001
----------------------	--------



# Manuele Transfer Producten

## voor kinderen

### Alpha Support Belt



De Support Belt maakt deel uit van een breed portfolio van manuele hulpmiddelen met legio toepassingen. De Support Belt is ontworpen om cliënten te helpen op te staan en te assisteren bij de transfers in thuissituaties, instellingen en ziekenhuizen. Het is een veilig transfer hulpmiddel welke zorgt voor een prettige transfer voor de cliënt en tegelijkertijd de fysiek belasting op de rug van de zorggever verminderd.

- *Comfortabele pasvorm*
- *Optimale ondersteuning*
- *Veilige E-clips*

#### **Artikelnummer**

PM-6012

PM-6013

#### **Maat**

Extra small

Small

### Alpha Footstool - Voetenondersteuning



De Foot Stool is ideaal om zithoogtes, zoals van het toilet of een rolstoel, geschikt te maken voor korte beenlengtes. De Footstool is anti-slip onder belasting en kan eenvoudig verplaatst worden zonder belasting waardoor de juiste positie gevonden kan worden. Het kan op diverse manieren en in combinatie met diverse hulpmiddelen gebruikt worden, zoals met de Flexi Board Oval small om een onderuitgezakte cliënt makkelijker achterin de stoel te krijgen. Informeer naar de vele mogelijkheden.



- *Ondersteunend*
- *Verlaagd druk*
- *Anti-slip oppervlak*

#### **Artikelnummer**

PM-8090

PM-8091

#### **Omschrijving**

Footstool

Cover (hoes)

## Alpha Flexi Board Oval



De kleine Ovals kunnen op diverse manieren worden gebruikt zoals het aanbrengen van een tilband in zit, of bij het terug in positie brengen van een onderuitgeschoven cliënt. De ovale vorm van de glijplank, samen met het lage-frictie materiaal, maakt het mogelijk om makkelijk en comfortabel de glijplank aan te brengen en te verwijderen bij de gebruiker. De handgrepen zijn ergonomisch en verschaffen een stevige greep tijdens gebruik.

- *Lage weerstand*
- *Gemakkelijk in gebruik*
- *Flexibel*

<i>Artikelnummer</i>	<i>Maat</i>
PM-5045 (2 pcs)	Small

## Alpha Bed Wedges



De Alpha Bed Wigkussens zijn speciaal ontwikkeld om cliënten welke zorg nodig hebben actief te kunnen repositioneren in bed. De wigkussens geven comfortabele steun tijdens de verzorging. De wigkussens kunnen ook goed gebruik worden bij het ondersteunen van het lichaam in lig en in een zittende positie in bed. Goed te gebruiken met de fitted sheet.

- *Veilig*
- *Comfortabel*
- *Ondersteunend*

<i>Artikelnummer</i>	<i>Maat</i>
PM-8012	Small

## Anti Slip Mat



Deze Anti Slip Mat voorkomt het wegschuiven van de voeten in bed tijdens het afzetten om bijvoorbeeld weer hogerop in bed te kunnen komen. De Anti Slip Mat is in combinatie met diverse hulpmiddelen te gebruiken. Deze mat is nu ook verkrijgbaar als rol, welke naar eigen inzicht op maat is te knippen.

- *Voorkomt verschuiven in bed*
- *Gemakkelijk schoon te maken*
- *Zacht materiaal*

<i>Artikelnummer</i>	<i>Maat</i>
PM-7010	Small

## Blue Motion Slide



Het transferzeil Blue Motion Slide Soft is gemaakt van materialen met een lage wrijving en is cilindervormig, zodat ze de transferbeweging naadloos kunnen vergemakkelijken. Het zachte materiaal zorgt voor een stille transfer die prettig is voor de cliënt. Er zijn verschillende formaten transferzeilen. Een goed gekozen transferzeil is van groot belang voor zowel de cliënt als de zorgverlener. Door het juiste transferzeil op de juiste manier te gebruiken, kan de transfer comfortabel en vooral veilig zijn.

- *Superzacht*
- *Multifunctioneel*
- *Duurzaam*

<i>Artikelnummer</i>	<i>Maat</i>
BM-S-0330	30x30 cm
BM-S-0635	60x35 cm

## WIJ ZIJN ER OM U TE HELPEN

Het maakt niet uit of u een vaste klant bij ons bent of gewoon iemand die geïnteresseerd is in onze producten, wij zijn er om u de hulp te bieden die u nodig heeft. Onze klantenservice behandelt algemene vragen, bestellingen, klachten en retouren. We raden u aan de beschikbare formulieren te gebruiken voor een snellere afhandelingstijd als u een bekende klant bij ons bent. Bent u op zoek naar een contactpersoon voor een specifieke kwestie binnen de organisatie van Human Care Group? Dan helpen wij jou hier ook bij!

Jouw leven. Jouw manier.

# Your Life. Your Way.

[www.humancaregroup.com](http://www.humancaregroup.com)